

той емкости (чашке Петри). Сразу же после выдержки чашку покрывают стерильной крышкой.

Инструментарий, изготовленный из коррозионно-устойчивых материалов, можно также **стерилизовать химическим методом**.

Последовательность проведения:

1. Погружение в 6% раствор *перекиси водорода* на 6 часов при температуре 18 °С.
2. Промывание стерильной водой.
3. Подсушивание в сухожаровом шкафу в стерильной укладке – 5 минут.

Дезинфекцию одноразовых эндодонтических инструментов (корневых игл, каналонаполнителей и др.) перед их использованием производят в 70% *этиловом спирте* в течение 30 минут.

Дезинфекция и стерилизация стоматологических инструментов, зеркал, наконечников и т.д.

Стоматологические инструменты, в том числе инструменты для замешивания пломбировочных материалов, многоразовые наконечники для слюноотсосов и пылесосов, после применения **обеззараживают** в 3% растворе *хлорамина* в течение 60 минут, 4% растворе средства «Лизетол АФ») в течение 30 минут.

Предстерилизационную обработку проводят в несколько этапов:

1. Предварительное ополаскивание проточной водой.
2. Замачивание и ручная мойка в моющих растворах:
 - 0,5% растворе «Биолота» в течение 15 минут, промывание в растворе – 30 секунд;
 - моющем растворе следующего состава: *пергидроля* – 20,0, *стирального порошка* – 5,0., *воды водопроводной питьевой* – 975 мл, при температуре 40-50 °С в течение 15 минут;
3. Промывание теплой проточной водой в течение 10 минут.
4. Ополаскивание в дистиллированной воде.
5. Сушка горячим воздухом (воздушный стерилизатор) при температуре 85 °С.

Стерилизацию осуществляют сухожаровым методом при температуре 180 °С в течение 60 минут или путем автоклавирования, либо при давлении 2 атмосферы, температуре 132 °С в те-