

чение 20 минут, либо при давлении 1,1 атмосферы, температуре 120 °С в течение 45 минут.

Стоматологические зеркала после предварительной дезинфекции промывают проточной водой, замачивают на 15 минут в моющем растворе и вновь промывают проточной водой. Затем их помещают на 60 минут в 6% раствор *перекиси водорода* либо на 45 минут в «*тройной*» раствор. По окончании экспозиции зеркала ополаскивают стерильной водой, протирают стерильной салфеткой и хранят в сухом стерильном лотке под стерильной салфеткой.

Карпульные шприцы после каждого пациента обеззараживают, как и другие стоматологические инструменты (дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация).

Для инъекций следует использовать также стерильные одноразовые шприцы и иглы, которые после употребления дезинфицируются и утилизируются в установленном порядке. *Применение многоразовых игл и шприцев крайне нежелательно.*

Стоматологические наконечники дезинфицируют путем двукратного протирания наружных поверхностей и канала для бора стерильным марлевым тампоном, смоченным дезинфицирующим раствором. Для дезинфекции наконечников разрешается также использовать средство «Дезидент» – порошковые губки, пропитанные ароматическими спиртами.

Таблица 11

Режимы дезинфекции стоматологических наконечников химическим методом

Дезинфицирующий агент	Концентрация раствора (%)	Экспозиция (мин.)	Способ обработки
Хлорамин Б	1	30	Тщательное двукратное протирание с интервалом 15 мин. наружной поверхности наконечника и канала для бора стерильным тампоном, смоченным в дезинфицирующем растворе.
Формальдегид	3	30	
«Тройной» раствор	-	45	