

жении. Режущие предметы располагают таким образом, чтобы они не касались других предметов при стерилизации, при необходимости для их изоляции используют хлопчатобумажную ткань или вату. Контейнеры (чашки, стаканы, пробирки и т. д.) кладут на бок или ставят вверх дном, чтобы избежать скапливания в них воды.

Размещая в камере автоклава инструменты, упакованные в пакеты, рекомендуется использовать специальные подставки, позволяющие избежать образования пробок, которые препятствуют нормальному доступу пара и сушке инструментов. При отсутствии такой подставки пакеты располагают на поддонах бумажной стороной вверх, а пластиковой – вниз. Не рекомендуется класть пакеты один на другой – это может затруднить полную стерилизацию и сушку инструментов.

Таблица 12

*Режимы стерилизации методом автоклавирования различных стоматологических материалов и инструментов*

| Стерилизуемый материал<br>Параметры работы автоклава | Металлические и стеклянные инструменты без упаковки                         | Упакованные металлические инструменты. Ткани. Хирургическая вата марля       | Угловые, прямые и турбинные наконечники без упаковки. Резиновые или пластмассовые материалы | Упакованные угловые, прямые и турбинные наконечники без упаковки. Упакованные резиновые или пластмассовые материалы |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура                                          | 134°C                                                                       | 134°C                                                                        | 121°C                                                                                       | 121°C                                                                                                               |
| Давление                                             | 2,10 бар                                                                    | 2,10 бар                                                                     | 1,08 бар                                                                                    | 1,08 бар                                                                                                            |
| Время в минутах, не включая                          | Общее время 17<br>4 стерилизация<br>10 – сушка<br>3 – выравнивание давления | Общее время 25<br>12 стерилизация<br>10 – сушка<br>3 – выравнивание давления | Общее время 33<br>20 – стерилизация<br>10 – сушка<br>3 – выравнивание давления              | Общее время 43<br>30 – стерилизация<br>10 – сушка<br>3 – выравнивание давления                                      |
| Общее время выдержки в минутах                       | 37                                                                          | 45                                                                           | 50                                                                                          | 60                                                                                                                  |