

Медицинский инструментарий после стерилизации выкладывают на стерильный столик. Срок использования инструментов – 6 часов.

Каждый цикл паровой или воздушной стерилизации контролируется химическим способом. Для контроля паровой стерилизации используется бензойная кислота (трубочки или навески) температура плавления 120°C. Воздушная стерилизация контролируется путём закладки химического теста (трубочки или навески) одного из следующих препаратов: тиомочевина (температура плавления 180°C), сахараза, аскорбиновая кислота.

12.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ: ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

1. ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СОСТОИТ ИЗ
 - 1) ополаскивания проточной водой
 - 2) замачивания инструментария в моющем растворе в течение 15 мин при температуре 50-55°
 - 3) промывания инструментария под проточной водой
 - 4) ополаскивания дистиллированной водой
2. ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ПРОБУ
 - 1) фенолфталеиновую
 - 2) амидопириновую
3. ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ
 - 1) эффективность смываемости моющего раствора
 - 2) скрытую кровь
4. АМИДОПИРИНОВАЯ ПРОБА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ
 - 1) эффективность смываемости моющего раствора
 - 2) скрытую кровь