

19. ИЗДЕЛИЯ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ БЕЗ УПАКОВКИ ПОМЕЩАЮТ НА «СТЕРИЛЬНЫЙ СТОЛ» И ИСПОЛЬЗУЮТ В ТЕЧЕНИЕ
 - 1) 1 суток
 - 2) 1 рабочей смены

20. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
 - 1) бианол
 - 2) глутарол
 - 3) анолиты
 - 4) перекись водорода
 - 5) гипохлорит
 - 6) надуксусная кислота
 - 7) дуоксан
 - 8) первомур

21. КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ В СТОМАТОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ
 - 1) гигиенической обработки рук медицинского персонала
 - 2) дезинфекционной обработки рук хирургов, операционной сестры и др.
 - 3) дезинфекционной обработки операционного поля
 - 4) дезинфекционной обработки инъекционного поля

22. НЕОБХОДИМЫЙ РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ ПАРОВОМ МЕТОДЕ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ:
 - 1) температура – 132°C, давление пара – 2,0 атм, время выдержки – 20 минут
 - 2) температура – 120°C, давление пара – 1,1 атм, время выдержки – 20 минут