

23. СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ РЕЖИМЕ: ТЕМПЕРАТУРА – 132°С, ДАВЛЕНИЕ – 2,0 АТМ, ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ – 20 МИНУТ ПОДЛЕЖАТ
- 1) перевязочный материал
 - 2) хирургические инструменты
 - 3) детали приборов и аппаратов, изготовленных из коррозионно-стойких материалов и сплавов
 - 4) шприцы с надписью 200° С
 - 5) стеклянная посуда
 - 6) изделия из резины
 - 7) изделия из пластических масс
24. ЭТАПЫ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВКЛЮЧАЮТ
- 1) ополаскивание под проточной водой
 - 2) замачивание в моющем растворе при полном погружении изделия
 - 3) мойка каждого изделия в моющем растворе
 - 4) ополаскивание в дистиллированной воде
 - 5) сушка горячим воздухом
25. НЕОБХОДИМЫЙ РЕЖИМ ВОЗДУШНОГО МЕТОДА СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ КОРРОЗИОННО-НЕСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ:
- 1) температура 180 °С, время выдержки 60 минут
 - 2) температура 120 °С, время выдержки 20 минут
 - 3) температура 180 °С, время выдержки 20 минут