

средств проточной водой, высушивание, а затем — осмотр и отбраковку изделий, негодных к дальнейшему использованию.

Предстерилизационная очистка

После дезинфекции стоматологические инструменты многократного применения при наличии показаний подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

Цель предстерилизационной очистки — удаление с инструментария белковых, жировых и механических загрязнений, а также лекарственных препаратов.

Наиболее целесообразно предстерилизационную очистку и стерилизацию стоматологического инструментария и других изделий медицинского назначения проводить в централизованных стерилизационных отделениях (ЦСО), которые оборудуются при лечебном учреждении для удовлетворения собственных потребностей или обслуживания нескольких лечебных учреждений.

Предстерилизационная очистка и стерилизация стоматологических инструментов производятся в соответствии с требованиями «Инструкции по очистке (мойке) и стерилизации стоматологических инструментов» № 1609-77 от 11 марта 1977 г. и требованиями ОСТ 42-2-2-77 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы».

Предстерилизационную обработку стоматологического инструментария осуществляют ручным или механизированным (с применением специального оборудования) способом с применением моющих растворов.

Предстерилизационная очистка ручным способом проводится путем мытья инструментов в 0,5% растворе моющего средства с 0,5% раствором перекиси водорода, температура раствора — 50 °С, время обработки — 15 минут. Для этой цели можно использовать и другие препараты, например, «Биоло» (концентрация — 0,5%, температура раствора — 40 °С, время обработки — 15 минут), «Деконекс Денталь ВВ» (применяется без разведения, температура — не менее 18 °С, время обработки — 30 минут), «Виркой» (концентрация — 2%, температура — не менее 18 °С, время обработки — 10 минут).

При проведении предстерилизационной очистки нужно строго следовать рекомендациям фирмы-производителя по концентрации,