

изделий, содержащих термочувствительные компоненты, не выдерживающие нагревания свыше 100 °С, например, стоматологических зеркал, крючков для снятия зубных отложений, режущих инструментов, гуттаперчевых штифтов, эндообтураторов «Термафи» и т.д.

Таблица 9

Режимы стерилизации
воздушным (сухожаровым) методом

Условия проведения стерилизации	Режимы стерилизации		Наименование объектов
	температура, С ⁰	время выдержки, мин.	
Сухие изделия в упаковке или без упаковки в открытых ёмкостях	180	60	Инструменты хирургические и стоматологические, детали и узлы приборов и аппаратов, соприкасающиеся с раневой поверхностью в том числе изготовленные из коррозионнонестойких материалов и сплавов Шприцы с надписью 200 ⁰ С, стеклянная посуда
	180	60	

Дезинфекция и стерилизация стоматологических боров и эндодонтического инструментария

Стерильные и готовые к работе боры и инструменты для эндодонтии хранят в предварительно простерилизованных боксах или чашках Петри.

Во время врачебного, приема использованные боры и эндодонтические инструменты помещают для очистки и дезинфекции в раствор, состоящий из равных частей 3% раствора *перекиси водорода* и 10% *нашатырного спирта*.

Для быстрой текущей очистки и дезинфекции рабочих частей эндодонтических инструментов в процессе лечения следует ис-