

Режимы стерилизации химическим методом

Стерилизующий агент	Режимы стерилизации		Наименование объектов
	температура, °С	время выдержки, мин.	
6% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-71, годный в закрытой ёмкости 7 суток	не менее 18	360	Инструменты из коррозионностойких металлов и сплавов
Дезоксон 11% раствор по надуксусной кислоте, годный в течение суток	не менее 18	45	Изделия из резины, пластмасс, в том числе с металлическими частями из коррозионностойких металлов и сплавов

пользовать приспособления типа «Clean-Stand» (фирма «Maillefer») и «Interim-Stand» (фирма «VDW»), схематично изображенные на рисунке 10.



Рис. 10. Приспособление для стерилизации и очистки эндодонтических инструментов в процессе эндодонтических манипуляций (схематичное изображение в разрезе)