

**Режимы дезинфекции стоматологических наконечников
химическим методом**

Дезинфицирующий агент	Концентрация раствора (%)	Экспозиция (мин.)	Способ обработки
Хлорамин Б	1	30	Тщательное двукратное протирание с интервалом 15 мин. наружной поверхности наконечника и канала для бора стерильным тампоном, смоченным в дезинфицирующем растворе.
Формальдегид	3	30	
«Тройной» раствор	-	45	

Аппарат «*Assistina 301 Plus*» («W&H Dentalwerk» Австрия) предназначен для дозированной очистки, продувки смазки наконечников и подготовки их к стерилизации «Ассистина» обрабатывает инструменты очистительным раствором и сервисным маслом под давлением 4-10 бар время обработки — 35 секунд. Следует отметить, что в настоящее время большинство фирм-производителей освоили выпуск стоматологических наконечников, рассчитанных на стерилизацию автоклавированием при температуре +135 °С.

Лампы для фотополимеризации светоотверждаемых пломбировочных материалов должны обрабатываться после приема каждого пациента.

Перед обработкой следует выключить лампу, установи сетевой выключатель в положение «OFF». Внешние детали лампы