

Таблица 12

**Режимы стерилизации методом автоклавирования различных
стоматологических материалов и инструментов**

Стерилизуемый материал Параметры работы автоклава	Металлические и стеклянные инструменты без упаковки	Упакованные металлические инструменты. Ткани. Хирургическая вата марля	Угловые, прямые и турбинные наконечники без упаковки. Резиновые или пластмассовые материалы	Упакованные угловые, прямые и турбинные наконечники без упаковки. Упакованные резиновые или пластмассовые материалы
Температура	134°C	134°C	121°C	121°C
Давление	2,10 бар	2,10 бар	1,08 бар	1,08 бар
Время в минутах, не включая	Общее время 17 4 стерилизация 10 – сушка 3 – выравнивание давления	Общее время 25 12 стерилизация 10 – сушка 3 – выравнивание давления	Общее время 33 20 - стерилизация 10 – сушка 3 – выравнивание давления	Общее время 43 30-стерилизация 10-сушка 3 – выравнивание давления
Общее время выдержки в минутах	37	45	50	60