

стеклянные контейнеры, заполняя их на 2/3 объема. Для избежания повышения давления в контейнерах, их закрывают не герметично.

Таблица 13

Режимы стерилизации методом
автоклавирования жидкостей

Стерилизуемый материал Параметры работы автоклава	Жидкости	Жидкости с температурой кипения выше 100°C
Температура	134°C	121°C
Давление	2,10 бар	1,08 бар
Время в минутах, не включая предварительной вакуумной фазы и фазы нагревания	общее время 12 (стерилизация + время на конденсацию паров)	общее время 30 (стерилизация + время на конденсацию паров)
Общее время выдержки (в минутах)	57	70

Стерилизованный материал должен храниться с соблюдением всех правил асептики и антисептики Автоклав «*Prima*» представляет собой базовую модель из ассортимента, поставляемого фирмой «МОСОМ». Данный автоклав отличаются высокий уровень выполнения цикла, эффективная обработка твердых материалов, сокращенное время стерилизации, простота в использовании и компактность. Эта модель весьма привлекательна с точки зрения соотношения цена качество рабочие характеристики.

«*Prima*» является автоклавом с полным микропроцессорным управлением и имеет стерилизационную камеру объемом 17 литров. Стерилизатор оборудован системой гравитационной пульсации для эффективного отвода воздуха перед началом цикла, что является гарантией надлежащего насыщения паром внутри стерилизационной камеры. Электронное управление циклом, наряду с