

Очистка производится в специальном растворе, который готовится по следующей прописи.

Таблица 17

Препарат «Биолот»	3,0 г
Хлоргексидина биглюконат (стандартный раствор)	2,5 мл
Этиловый спирт	2,5 мг
Дистиллированная вода	до 1000 мл

Инструменты, предназначенные для ультразвуковой очистки, предварительно прополоскать под проточной водой в течение 3-5 минут, поместить в приспособление для загрузки инструмента, а затем в ванну и залить раствором до указанного уровня. Подключить установку к электросети и установить тумблер «СЕТЬ» в верхнее положение, при этом загорится индикатор. Нажать кнопку «ПУСК». По истечении 5 минут индикатор автоматически отключится. Извлечь очищенный инструмент из установки. Промыть их сначала проточной водой, а затем дистиллированной водой в течение 5 минут. Замену очищающего раствора производить через 7-10 сеансов очистки, предварительно отключив установку от электросети.

В соответствии с ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекций изделия медицинского назначения» предстерилизационная очистка может проводиться одним из вышеуказанных средств или комплексом с применением ультразвука («Серьги») с той же 5-6 мин. экспозицией.

Стерилизация стоматологических инструментов.

Стерилизации подлежат следующие инструменты: пинцет, зонд, боры, карборундовые камни, гладилки, шпатели, фрезы металлические, шприцы, зеркала, и, в первую очередь, инструменты непосредственно контактирующие с раневой поверхностью и слизистыми.

Сухожаровой шкаф при температуре 180°C 1 час, при температуре 160°C – 2,5 часа.

Автоклавирование при давлении 2±0,2атм.- 20-22 минуты, при давлении 1,1±0,2 атм. – 45-48 минут (перчатки, щётки)