ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

- 1. Предстерилизационная очистка стоматологических инструментов состоит из
 - 1) ополаскивания проточной водой
 - замачивания инструментария в моющем растворе в течении 15 мин при температуре 50-55°
 - 3) промывания инструментария под проточной водой
 - 4) ополаскивания дистиллированной водой
- 2. Перед стерилизацией инструментария следует провести пробу
 - 1) фенолфталеиновую
 - 2) амидопириновую
- 3. Фенолфталеиновая проба позволяет установить
 - 1) эффективность смываемости моющего раствора
 - 2) скрытую кровь
- 4. Амидопириновая проба позволяет установить
 - 1) эффективность смываемости моющего раствора
 - 2) скрытую кровь
- 5. При положительной реакции амидопириновой пробы отмечается
 - 1) интенсивно-розовое окрашивание
 - 2) сине-зеленое окрашивание
- 6. При положительной реакции фенолфталеиновой пробы появляется
 - 1) розовое окрашивание
 - 2) сине-зеленое окрашивание