

24. Укажите этапы предстерилизационной очистки медицинских изделий

- 1) ополаскивание под проточной водой
- 2) замачивание в моющем растворе при полном погружении изделия
- 3) мойка каждого изделия в моющем растворе
- 4) ополаскивание в дистиллированной воде
- 5) сушка горячим воздухом

25. Укажите необходимый режим воздушного метода стерилизации для стоматологического инструментария, изготовленного из коррозионно-нестойких материалов и сплавов

- 1) температура 180°C, время выдержки 60 минут
- 2) температура 120°C, время выдержки 20 минут
- 3) температура 180°C, время выдержки 20 минут

Ответы:

1 - 1,2,3,4; 2 - 1,2; 3 - 1; 4 - 2; 5 - 2; 6 - 1; 7 - 1,2,3; 8 - 1,2; 9 - 1-4,6; 10 - 1-6; 11 - 3; 12 - 1,2,3; 13 - 3; 14 - 1,2; 15 - 4; 16 - 1-4; 17 - 1-6; 18 - 1,4,6; 19 - 2; 20 - 1-4,7,8; 21 - 1-4; 22 - 1; 23 - 1-5; 24 - 1-5; 25- 1.