

Дезинфекция и стерилизация стоматологических боров и эндодонтического инструментария

Стерильные и готовые к работе боры и инструменты для эндодонтии хранят в предварительно простерилизованных боксах или чашках Петри.

Во время врачебного, приема использованные боры и эндодонтические инструменты помещают для очистки и дезинфекции в раствор, состоящий из равных частей 3% раствора *перекиси водорода* и 10% *нашатырного спирта*.

Для быстрой текущей очистки и дезинфекции рабочих частей эндодонтических инструментов в процессе лечения следует использовать приспособления типа «*Clean-Stand*» (фирма «*Maillefer*») и «*Interim-Stand*» (фирма «*VDW*»), схематично изображенные на рисунке 10.




Рис. 10. Приспособление для стерилизации и очистки эндодонтических инструментов в процессе эндодонтических манипуляций (схематичное изображение в разрезе)

Они состоят из трех основных частей: чашки, поролоновой прокладки и крышки. В чашку наливается раствор антисептика (*натрия гипохлорит* – 3%), сверху кладется поролоновая прокладка и фиксируется крышкой. При этом инструменты, которые втыкаются в поролоновую прокладку, попадают в дезинфицирующий раствор. При такой манипуляции инструмент будет